



Système Zeramex XT

RB16550

XT Abutment RB Straight

XT Abutment WB Straight

XT Abutment RB Angular

XT Abutment WB Angular

Couple de serrage : 25Ncm

RB36553

XT Scanbody RB

XT Scanbody WB

Alle XT Abutments RB & WB

Couple de serrage : 5Ncm

RB36550

XT Provisorium RB

XT Provisorium WB

Couple de serrage : 15Ncm

Système Zeramex P6

P15450

P6 Abutment SN Straight

P6 ZERABASE SN

Couple de serrage : 25Ncm

P15451

P6 Abutment SN Angular

Couple de serrage : 25Ncm

P35550

P6 Provisorium SN

P6 Scanbody SN

Couple de serrage : 15Ncm

P16450

P6 Abutment RN Straight

P6 ZERABASE RN

Couple de serrage : 35Ncm

P16451

P6 Abutment RN Angular

Couple de serrage : 35Ncm

P36550

P6 Provisorium RN

P6 Scanbody RN

Couple de serrage : 15Ncm